

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CATÁLOGO GASTROENTEROLOGÍA AMÉRICA LATINA

**INNOVEMOS
JUNTOS**

**FORME PARTE DE
ESTA NUEVA ERA
EN ENDOSCOPIA**

**EL FUTURO
ESTÁ EN SUS
MANOS**

**UN SOCIO FIABLE
PARA LOS ACCESORIOS DE
GASTROENTEROLOGÍA**

TU ALIADO
EN ENDOSCOPIA

ÍNDICE

- 03 ● BALONES DE DILATACIÓN
- 08 ● BALONES DE DILATACIÓN MULTI ETAPA
- 10 ● GUÍAS HIDROFÍLICAS ESTÉRILES
- 11 ● ESFINTERÓTOMOS / PAPILÓTOMOS
- 13 ● CANASTILLAS DE EXTRACCIÓN
- 14 ● BALONES DE EXTRACCIÓN
- 15 ● DRENAJES BILIARES
- 33 ● PINZAS DE BIOPSIA TRUBITE
- 35 ● PINZAS DE BIOPSIA CALIENTES
- 36 ● PINZAS DE RETIRO DE CUERPO EXTRAÑO
- 37 ● ASA DE POLIPECTOMÍA CALIENTE
- 39 ● AGUJAS DE INYECCIÓN
- 41 ● CEPILLOS DE CITOLOGÍA
- 42 ● CEPILLOS DE LIMPIEZA
- 43 ● TRAMPA DE PÓLIPOS
- 44 ● BOQUILLAS DESECHABLES
- 45 ● VÁLVULAS PARA CANAL DE TRABAJO
- 46 ● RETRIEVAL NET
- 47 ● SET MULTIBANDA PARA LIGADURA
- 48 ● TRIDENT EUS-FNB
- 49 ● AGUJA PREMIUM EUS-FNA
- 50 ● STENT PARA PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO
- 51 ● ASA FRÍA DIAMOND CUT
- 53 ● HEMOSTASIA SURECLIP™
- 55 ● TABLA DE UNIDADES DE CONVERSIÓN



1 Los productos con esta simbología pueden ser utilizados en una sala de resonancia magnética con ciertas condiciones, pregunte a su representante.

A pair of blue nitrile gloves is shown, with the index finger of the right hand holding a small, white, rectangular tag. The tag has the words "MICRO-TECH" printed on it in a bold, sans-serif font. The background is a plain, light-colored surface.

MICRO-TECH

BALONES DE DILATACIÓN

Los balones de dilatación de Microtech son de primera línea. Tienen una serie de características que garantizan el máximo éxito terapéutico, por ejemplo, tienen dos marcas radiopacas que indican la longitud de trabajo del balón, lo que asegura un posicionamiento preciso.

Cuando se le aplica presión el balón adquiere rápidamente su ancho predeterminado, además el diseño de alta presión asegura que el balón mantenga su forma a todo lo largo de la longitud de trabajo, permitiendo de este modo una dilatación óptima.

Todos los balones de hasta un diámetro de 18 mm tienen el sistema TSS (through the scope) a través del endoscopio por sus siglas inglés. El diámetro de trabajo requerido es de al menos 2.8 mm.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

DISEÑO ESTABLE DIMENSIONALMENTE PARA ALTAS PRESIONES.

2 MARCAS RADIO PACAS.

2 LÚMENES SEPARADOS PARA LA GUÍA Y LA INSUFLACIÓN.

RÁPIDA EXPANSIÓN.

PARA GUÍAS DE HASTA 0.035 PULGADAS.

Casos de éxito

Las estenosis, son dilatadas de manera exitosa utilizando los balones Microtech, el balón dilata la estenosis de manera segura preparando el área para ser tratada de una manera óptima.

La distribución uniforme de presión a lo largo de la longitud de trabajo del balón, y la destacable estabilidad dimensional durante la dilatación garantiza el éxito terapéutico en el segmento de estenosis tratado.

Especificaciones

Balones de Dilatación

Balones mono etapa guiados – 30/100

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/30-7/10-A	6	18	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-8/30-7/10-A	8	24	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-10/30-7/10-A	10	30	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-12/30-7/10-A	12	36	30	6	608	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-15/30-7/10-A	15	45	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-16/30-7/10-A	16	48	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-18/30-7/10-A	18	54	30	4	405	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 30/180

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/30-7/18-A	6	18	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-8/30-7/18-A	8	24	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-10/30-7/18-A	10	30	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-12/30-7/18-A	12	36	30	6	608	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-15/30-7/18-A	15	45	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-16/30-7/18-A	16	48	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-18/30-7/18-A	18	54	30	4	405	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 30/240

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/30-7/24-A	6	18	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-8/30-7/24-A	8	24	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-10/30-7/24-A	10	30	30	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-12/30-7/24-A	12	36	30	6	608	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-15/30-7/24-A	15	45	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-16/30-7/24-A	16	48	30	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-18/30-7/24-A	18	54	30	4	405	≥Φ2.8	2.3	7	240	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 55/100

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/55-7/10-A	6	18	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-8/55-7/10-A	8	24	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-10/55-7/10-A	10	30	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-12/55-7/10-A	12	36	55	6	608	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-14/55-7/10-A	14	42	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-15/55-7/10-A	15	45	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-16/55-7/10-A	16	48	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-18/55-7/10-A	18	54	55	4	405	≥Ø2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-20/55-7/10-A	20	60	55	4	405	N/A	2.3	7	100	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 55/180

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/55-7/18-A	6	18	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-8/55-7/18-A	8	24	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-10/55-7/18-A	10	30	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-12/55-7/18-A	12	36	55	6	608	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-14/55-7/18-A	14	42	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-15/55-7/18-A	15	45	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-16/55-7/18-A	16	48	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-18/55-7/18-A	18	54	55	4	405	≥Ø2.8	2.3	Ø7	180	1/Caja
BDC-20/55-7/18-A	20	60	55	4	405	N/A	2.3	Ø7	180	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 55/240

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/55-7/24-A	6	18	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-8/55-7/24-A	8	24	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-10/55-7/24-A	10	30	55	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-12/55-7/24-A	12	36	55	6	608	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-14/55-7/24-A	14	42	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-15/55-7/24-A	15	45	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-16/55-7/24-A	16	48	55	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-18/55-7/24-A	18	54	55	4	405	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-20/55-7/24-A	20	60	55	4	405	N/A	2.3	7	240	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 80/100

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/80-7/10-A	6	18	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-8/80-7/10-A	8	24	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-10/80-7/10-A	10	30	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-12/80-7/10-A	12	36	80	6	608	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-14/80-7/10-A	14	42	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-15/80-7/10-A	15	45	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-16/80-7/10-A	16	48	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-18/80-7/10-A	18	54	80	4	405	≥Φ2.8	2.3	7	100	1/Caja
BDC-20/80-7/10-A	20	60	80	4	405	N/A	2.3	7	100	1/Caja
BDC-25/80-7/10-A	25	75	80	2	203	N/A	2.3	7	100	1/Caja

Acalasia

BDC-30/80-7/10-A	30	80	80	1.5	152	N/A	2.3	7	100	1/Caja
------------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	--------


Balones mono etapa guiados – 80/180

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/80-7/18-A	6	18	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-8/80-7/18-A	8	24	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-10/80-7/18-A	10	30	80	8	810	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-12/80-7/18-A	12	36	80	6	608	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-14/80-7/18-A	14	42	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-15/80-7/18-A	15	45	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-16/80-7/18-A	16	48	80	5	507	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-18/80-7/18-A	18	54	80	4	405	≥Φ2.8	2.3	7	180	1/Caja
BDC-20/80-7/18-A	20	60	80	4	405	N/A	2.3	7	180	1/Caja
BDC-25/80-7/18-A	25	75	80	2	203	N/A	2.3	7	180	1/Caja
BDC-26/80-7/18-A	26	78	80	2	203	N/A	2.3	7	180	1/Caja
BDC-30/80-7/18-A	30	90	80	1.5	152	N/A	2.3	7	180	1/Caja
BDC-34/80-7/18-A	34	102	80	1.2	122	N/A	2.3	7	180	1/Caja
BDC-35/80-7/18-A	35	105	80	1.2	122	N/A	2.3	7	180	1/Caja

Balones mono etapa guiados – 80/240

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter		Longitud del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)		(mm)	(Fr)		
BDC-6/80-7/24-A	6	18	80	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-8/80-7/24-A	8	24	80	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-10/80-7/24-A	10	30	80	8	810	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-12/80-7/24-A	12	36	80	6	608	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-14/80-7/24-A	14	42	80	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-15/80-7/24-A	15	45	80	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-16/80-7/24-A	16	48	80	5	507	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-18/80-7/24-A	18	54	80	4	405	≥Ø2.8	2.3	7	240	1/Caja
BDC-20/80-7/24-A	20	60	80	4	405	N/A	2.3	7	240	1/Caja
BDC-25/80-7/24-A	25	75	80	2	203	N/A	2.3	7	240	1/Caja
BDC-26/80-7/24-A	26	78	80	2	203	N/A	2.3	7	240	1/Caja
BDC-30/80-7/24-A	30	90	80	1.5	152	N/A	2.3	7	240	1/Caja
BDC-34/80-7/24-A	34	102	80	1.2	122	N/A	2.3	7	240	1/Caja
BDC-35/80-7/24-A	35	105	80	1.2	122	N/A	2.3	7	240	1/Caja

BALONES DE DILATACIÓN MULTI ETAPA



Los balones multi etapa de Microtech están diseñados para inflarse a 3 diámetros distintos a 3 presiones diferentes durante un procedimiento, además su diseño de alta presión asegura que el balón mantenga su forma a lo largo de la longitud de trabajo, por lo tanto, permitiendo una dilatación óptima.

Bajo diferentes presiones los balones adquieren un diámetro especificado de expansión de una manera precisa.

Un proceso de fabricación excelente, y los mejores materiales, aseguran que los balones de Microtech alcanzan los más altos estándares de calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TRES DIÁMETROS DISTINTOS CON 3 DIFERENTES PRESIONES.

2 MARCAS RADIO PACAS.

LÚMENES SEPARADOS PARA LA GUÍA Y LA INSUFLACIÓN.

PUNTA DE CATÉTER CÓNICA.

RÁPIDA EXPANSIÓN.

PARA GUÍAS DE HASTA 0.035 PULGADAS.

Especificaciones

Balones de Dilatación Multi Etapa

Balones multi etapa guiados - 180

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)			
MBD-AS-BA-2	6-7-8	18-21-24	30	3-6-10	304-608-1013	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-BS-BA-2	8-9-10	24-27-30	30	3-5.5-9	304-557-912	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-CS-BA-2	10-11-12	30-33-36	30	3-5-8	304-507-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-DS-BA-2	12-13.5-15	36-40.5-45	30	3-4.5-8	304-456-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-AM-BA-2	6-7-8	18-21-24	55	3-6-10	304-608-1013	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-BM-BA-2	8-9-10	24-27-30	55	3-5.5-9	304-557-912	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-CM-BA-2	10-11-12	30-33-36	55	3-5-8	304-507-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-DM-BA-2	12-13.5-15	36-40.5-45	55	3-4.5-8	304-456-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-EM-BA-2	15-16.5-18	45-49.5-54	55	3-4.5-7	304-456-709	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-FM-BA-2	18-19-20	54-57-60	55	3-4.5-6	304-456-608	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-AL-BA-2	6-7-8	18-21-24	80	3-6-10	304-608-1013	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-BL-BA-2	8-9-10	24-27-30	80	3-5.5-9	304-557-912	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-CL-BA-2	10-11-12	30-33-36	80	3-5-8	304-507-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-DL-BA-2	12-13.5-15	36-40.5-45	80	3-4.5-8	304-456-811	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-EL-BA-2	15-16.5-18	45-49.5-54	80	3-4.5-7	304-456-709	≥Ø2.8	180	1/Caja
MBD-FL-BA-2	18-19-20	54-57-60	80	3-4.5-6	304-456-608	≥Ø2.8	180	1/Caja

Balones multi etapa guiados - 230

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)			
MBD-AS-BB-2	6-7-8	18-21-24	30	3-6-10	304-608-1013	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-BS-BB-2	8-9-10	24-27-30	30	3-5.5-9	304-557-912	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-CS-BB-2	10-11-12	30-33-36	30	3-5-8	304-507-811	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-DS-BB-2	12-13.5-15	36-40.5-45	30	3-4.5-8	304-456-811	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-AM-BB-2	6-7-8	18-21-24	55	3-6-10	304-608-1013	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-BM-BB-2	8-9-10	24-27-30	55	3-5.5-9	304-557-912	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-CM-BB-2	10-11-12	30-33-36	55	3-5-8	304-507-811	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-DM-BB-2	12-13.5-15	36-40.5-45	55	3-4.5-8	304-456-811	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-EM-BB-2	15-16.5-18	45-49.5-54	55	3-4.5-7	304-456-709	≥Ø2.8	230	1/Caja
MBD-FM-BB-2	18-19-20	54-57-60	55	3-4.5-6	304-456-608	≥Ø2.8	230	1/Caja

SOLUCIONES SIMPLES

DISPOSITIVO PARA INFLADO DE BALONES



El dispositivo para inflado de Micro-Tech fue diseñado para acomodar manos más pequeñas; incluye una palanca de bloqueo.

- La palanca de bloqueo se controla con la mano.
- El émbolo se mueve para purgar, inflar o crear un vacío.
- El dial luminoso muestra la presión en atmósferas en la escala exterior para una clara visualización.
- La jeringa de un solo uso de 60mL incluye una marca de llenado para los balones Micro-Tech.



BLOQUEADO



DESBLOQUEADO

ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Empaque
BID-15-60-01	Dispositivo para inflado de balones Micro-Tech con palanca y jeringa de 60ml	1/Caja

GUÍAS HIDROFÍLICAS ESTÉRILES

Las guías de Microtech complementan a nuestra amplia selección de balones y a nuestro portafolio de CPRE para un posicionamiento exacto y preciso.

Todas las guías son fabricadas de Nitinol resistente a las deformaciones por doblez y torsión. Gracias a sus pintas hidrofílicas, las guías se desplazan fácilmente por zonas tortuosas y por las estenosis complicadas, esto se debe a su alta rigidez y facilidad de control.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SU NÚCLEO DE NITINOL EVITA DOBLECES.


SU PUNTA ATRAUMÁTICA ESTÁ HECHA DE UN POLÍMERO SUAVE CON UN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO PARA FACILITAR LA CANULACIÓN.

Especificaciones Guías Hidrofílicas Estériles

Guías Hidrofílicas Estériles					
Código	Diámetro máximo (in)	Longitud de trabajo (cm)	Tipo de punta	Factor de Empaque	
MTN-BM-89/26-A	0.035	260	Recto	2/Caja	
MTN-BM-89/26-A-J	0.035	260	Angle	2/Caja	
MTN-BM-89/45-A	0.035	450	Recto	2/Caja	
MTN-BM-89/45-A-J	0.035	450	Angle	2/Caja	
MTN-BM-63/26-A	0.025	260	Recto	2/Caja	
MTN-BM-63/26-A-J	0.025	260	Angle	2/Caja	
MTN-BM-63/45-A	0.025	450	Recto	2/Caja	
MTN-BM-63/45-A-J	0.025	450	Angle	2/Caja	

ESFINTERÓTOMOS PAPILÓTOMOS


Mango de dirección ajustable.
Puerto para guía.
Puerto de inyección.
Mango ergonómico de 3 anillos.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

PUNTA AHUSADA.

ALAMBRE MONOFILAMENTO.



Especificaciones

Esfinterótomos / Papilótomos

Esfinterótomo - Estándar							
Código	Lumen	Longitud de la punta (mm)	Longitud de alambre de corte (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Guía recomendada (in)	Alambre de Corte Semiaislado	Factor de Empaque
DSP-30020-111111	3	0	20	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30020-111211	3	0	20	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30025-111111	3	0	25	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30025-111211	3	0	25	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30030-111111	3	0	30	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30030-111211	3	0	30	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30220-111111	3	2	20	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30220-111211	3	2	20	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30225-111111	3	2	25	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30225-111211	3	2	25	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30230-111111	3	2	30	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30230-111211	3	2	30	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30520-111111	3	5	20	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30520-111211	3	5	20	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30525-111111	3	5	25	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30525-111211	3	5	25	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30530-111111	3	5	30	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30530-111211	3	5	30	200	0.035	W/	2/Caja


Esfinterótomo - Estándar, con Guía Precargada							
Código	Lumen	Longitud de la punta (mm)	Longitud de alambre de corte (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Guía recomendada (in)	Alambre de Corte Semiaislado	Factor de Empaque
DSP-30020-111121	3	0	20	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30020-111221	3	0	20	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30025-111121	3	0	25	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30025-111221	3	0	25	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30030-111121	3	0	30	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30030-111221	3	0	30	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30220-111121	3	2	20	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30220-111221	3	2	20	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30225-111121	3	2	25	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30225-111221	3	2	25	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30230-111121	3	2	30	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30230-111221	3	2	30	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30520-111121	3	5	20	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30520-111221	3	5	20	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30525-111121	3	5	25	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30525-111221	3	5	25	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30530-111121	3	5	30	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30530-111221	3	5	30	200	0.035	W/	2/Caja

Esfinterótomo - Cuchillo de Precorte							
Código	Lumen	Longitud de la punta (mm)	Longitud de alambre de corte (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Guía recomendada (in)	Alambre de Corte Semiaislado	Factor de Empaque
DSP-30505-121111	3	5	5	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30505-121211	3	5	5	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30507-121111	3	5	7	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30507-121211	3	5	7	200	0.035	W/	2/Caja

CANASTILLAS DE EXTRACCIÓN



Este producto es usado para la captura endoscópica de cálculos biliares.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:



ALAMBRE DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA MANTENER SU FORMA.

AUTO - ROTACIÓN DURANTE EL RETIRO DE LA CANASTILLA PARA PERMITIR UNA MEJOR CAPTURA Y RETENCIÓN DE CÁLCULOS.

Especificaciones Canastillas de Extracción

Canastillas de Extracción							
Código	Tipo de Canastilla	Diámetro de Canastilla (mm)	Longitud de Canastilla (mm)	Diámetro Exterior (Fr)	Longitud de Trabajo (cm)	Canal de Trabajo (mm)	Factor de Empaque
SEB111/1570200-P	Hexagonal	15	40	7	200	≥Φ2.8	2/Caja
SEB111/2070200-P	Hexagonal	20	45	7	200	≥Φ2.8	2/Caja
SEB111/2570200-P	Hexagonal	25	50	7	200	≥Φ2.8	2/Caja
SEB111/3070200-P	Hexagonal	30	55	7	200	≥Φ2.8	2/Caja
SEB111/3570200-P	Hexagonal	35	60	7	200	≥Φ2.8	2/Caja

BALONES DE EXTRACCIÓN



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

AL INFLAR EL BALÓN ADQUIERE UNA FORMA CILÍNDRICA.

PUNTA AHUSADA.



Especificaciones Balones de Extracción

Balones de Extracción						
Código	Diámetro de Inflado (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Guía Recomendada (in)	Canal de Trabajo (mm)	Orificio de Inyección	Factor de Empaque
SRB-T-9/12/15-20	9-12-15	200	0.035	≥Φ2.8	Distal	1/Caja
SRB-T-12/15/18-20	12-15-18	200	0.035	≥Φ2.8	Distal	1/Caja
SRB-T-15/18/21-20	15-18-21	200	0.035	≥Φ2.8	Distal	1/Caja
SRB-T-9/12/15-20-B	9-12-15	200	0.035	≥Φ2.8	Proximal	1/Caja
SRB-T-12/15/18-20-B	12-15-18	200	0.035	≥Φ2.8	Proximal	1/Caja
SRB-T-15/18/21-20-B	15-18-21	200	0.035	≥Φ2.8	Proximal	1/Caja

DRENAJES BILIARES

Drenajes Biliares con Sistema Introdutor Sistema Introdutor para Drenajes Biliares

Este producto está indicado para el drenaje biliar.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

CATÉTER DE LIBERACIÓN SIMPLE PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN.

CATÉTER DE LIBERACIÓN CON MARCA RADIOPACA EN EL EXTREMO DISTAL.

POSICIONAMIENTO PRECISO.

CATÉTER DE DRENAJE HECHO DE MATERIAL RADIOPACO PARA FACILITAR SU VISIBILIDAD EN LA FLUOROSCOPIA.

AMPLIA SELECCIÓN DE TAMAÑOS DISPONIBLES.

Especificaciones Drenajes Biliares



Drenajes Biliares con Sistema Introductor					
Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Guía Recomendada (in)	Factor de Empaque
BPDS-32114-0707/22	Amsterdam	7	7	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0708/22	Amsterdam	7	8	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0709/22	Amsterdam	7	9	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0710/22	Amsterdam	7	10	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0711/22	Amsterdam	7	11	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0712/22	Amsterdam	7	12	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0713/22	Amsterdam	7	13	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0714/22	Amsterdam	7	14	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0715/22	Amsterdam	7	15	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0807/22	Amsterdam	8.5	7	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0808/22	Amsterdam	8.5	8	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0809/22	Amsterdam	8.5	9	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0810/22	Amsterdam	8.5	10	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0811/22	Amsterdam	8.5	11	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0812/22	Amsterdam	8.5	12	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0813/22	Amsterdam	8.5	13	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0814/22	Amsterdam	8.5	14	0.035	2/Caja
BPDS-32114-0815/22	Amsterdam	8.5	15	0.035	2/Caja
BPDS-32114-1007/22	Amsterdam	10	7	0.035	2/Caja
BPDS-32114-1008/22	Amsterdam	10	8	0.035	2/Caja
BPDS-32114-1009/22	Amsterdam	10	9	0.035	2/Caja
BPDS-32114-1010/22	Amsterdam	10	10	0.035	2/Caja
BPDS-32114-1011/22	Amsterdam	10	11	0.035	2/Caja
BPDS-32114-1012/22	Amsterdam	10	12	0.035	2/Caja
BPDS-32114-1013/22	Amsterdam	10	13	0.035	2/Caja
BPDS-32114-1014/22	Amsterdam	10	14	0.035	2/Caja
BPDS-32114-1015/22	Amsterdam	10	15	0.035	2/Caja




Drenajes Biliares con Sistema Introducutor

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Guía Recomendada (in)	Factor de Empaque
BPDS-33114-0707/22	DobleZ Duodenal	7	7	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0708/22	DobleZ Duodenal	7	8	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0709/22	DobleZ Duodenal	7	9	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0710/22	DobleZ Duodenal	7	10	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0711/22	DobleZ Duodenal	7	11	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0712/22	DobleZ Duodenal	7	12	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0713/22	DobleZ Duodenal	7	13	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0714/22	DobleZ Duodenal	7	14	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0715/22	DobleZ Duodenal	7	15	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0807/22	DobleZ Duodenal	8.5	7	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0808/22	DobleZ Duodenal	8.5	8	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0809/22	DobleZ Duodenal	8.5	9	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0810/22	DobleZ Duodenal	8.5	10	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0811/22	DobleZ Duodenal	8.5	11	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0812/22	DobleZ Duodenal	8.5	12	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0813/22	DobleZ Duodenal	8.5	13	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0814/22	DobleZ Duodenal	8.5	14	0.035	2/Caja
BPDS-33114-0815/22	DobleZ Duodenal	8.5	15	0.035	2/Caja
BPDS-33114-1007/22	DobleZ Duodenal	10	7	0.035	2/Caja
BPDS-33114-1008/22	DobleZ Duodenal	10	8	0.035	2/Caja
BPDS-33114-1009/22	DobleZ Duodenal	10	9	0.035	2/Caja
BPDS-33114-1010/22	DobleZ Duodenal	10	10	0.035	2/Caja
BPDS-33114-1011/22	DobleZ Duodenal	10	11	0.035	2/Caja
BPDS-33114-1012/22	DobleZ Duodenal	10	12	0.035	2/Caja
BPDS-33114-1013/22	DobleZ Duodenal	10	13	0.035	2/Caja
BPDS-33114-1014/22	DobleZ Duodenal	10	14	0.035	2/Caja
BPDS-33114-1015/22	DobleZ Duodenal	10	15	0.035	2/Caja



Drenajes Biliares con Sistema Introdutor

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Guía Recomendada (in)	Factor de Empaque
BPDS-31114-0707/22	Recto	7	7	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0708/22	Recto	7	8	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0709/22	Recto	7	9	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0710/22	Recto	7	10	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0711/22	Recto	7	11	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0712/22	Recto	7	12	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0713/22	Recto	7	13	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0714/22	Recto	7	14	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0715/22	Recto	7	15	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0807/22	Recto	8.5	7	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0808/22	Recto	8.5	8	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0809/22	Recto	8.5	9	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0810/22	Recto	8.5	10	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0811/22	Recto	8.5	11	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0812/22	Recto	8.5	12	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0813/22	Recto	8.5	13	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0814/22	Recto	8.5	14	0.035	2/Caja
BPDS-31114-0815/22	Recto	8.5	15	0.035	2/Caja
BPDS-31114-1007/22	Recto	10	7	0.035	2/Caja
BPDS-31114-1008/22	Recto	10	8	0.035	2/Caja
BPDS-31114-1009/22	Recto	10	9	0.035	2/Caja
BPDS-31114-1010/22	Recto	10	10	0.035	2/Caja
BPDS-31114-1011/22	Recto	10	11	0.035	2/Caja
BPDS-31114-1012/22	Recto	10	12	0.035	2/Caja
BPDS-31114-1013/22	Recto	10	13	0.035	2/Caja
BPDS-31114-1014/22	Recto	10	14	0.035	2/Caja
BPDS-31114-1015/22	Recto	10	15	0.035	2/Caja



Drenajes Biliares con Sistema Introdutor

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Guía Recomendada (in)	Factor de Empaque
BPDS-34114-0707/22	Doble Central	7	7	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0708/22	Doble Central	7	8	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0709/22	Doble Central	7	9	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0710/22	Doble Central	7	10	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0711/22	Doble Central	7	11	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0712/22	Doble Central	7	12	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0713/22	Doble Central	7	13	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0714/22	Doble Central	7	14	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0715/22	Doble Central	7	15	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0807/22	Doble Central	8.5	7	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0808/22	Doble Central	8.5	8	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0809/22	Doble Central	8.5	9	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0810/22	Doble Central	8.5	10	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0811/22	Doble Central	8.5	11	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0812/22	Doble Central	8.5	12	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0813/22	Doble Central	8.5	13	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0814/22	Doble Central	8.5	14	0.035	2/Caja
BPDS-34114-0815/22	Doble Central	8.5	15	0.035	2/Caja
BPDS-34114-1007/22	Doble Central	10	7	0.035	2/Caja
BPDS-34114-1008/22	Doble Central	10	8	0.035	2/Caja
BPDS-34114-1009/22	Doble Central	10	9	0.035	2/Caja
BPDS-34114-1010/22	Doble Central	10	10	0.035	2/Caja
BPDS-34114-1011/22	Doble Central	10	11	0.035	2/Caja
BPDS-34114-1012/22	Doble Central	10	12	0.035	2/Caja
BPDS-34114-1013/22	Doble Central	10	13	0.035	2/Caja
BPDS-34114-1014/22	Doble Central	10	14	0.035	2/Caja
BPDS-34114-1015/22	Doble Central	10	15	0.035	2/Caja



Drenajes Biliares con Sistema Introductor

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Guía Recomendada (in)	Factor de Empaque
BPDS-31916-0705/22	Pigtail Proximal	7	5	0.035	2/Caja
BPDS-31916-0706/22	Pigtail Proximal	7	6	0.035	2/Caja
BPDS-31916-0707/22	Pigtail Proximal	7	7	0.035	2/Caja
BPDS-31916-0708/22	Pigtail Proximal	7	8	0.035	2/Caja
BPDS-31916-0709/22	Pigtail Proximal	7	9	0.035	2/Caja
BPDS-31916-0710/22	Pigtail Proximal	7	10	0.035	2/Caja
BPDS-31916-0711/22	Pigtail Proximal	7	11	0.035	2/Caja
BPDS-31916-0712/22	Pigtail Proximal	7	12	0.035	2/Caja



Drenajes Biliares con Sistema Introdutor

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Guía Recomendada (in)	Factor de Empaque
BPDS-311916-0705/22	Pigtail Distal	7	5	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0706/22	Pigtail Distal	7	6	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0707/22	Pigtail Distal	7	7	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0708/22	Pigtail Distal	7	8	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0709/22	Pigtail Distal	7	9	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0710/22	Pigtail Distal	7	10	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0711/22	Pigtail Distal	7	11	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0712/22	Pigtail Distal	7	12	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0805/22	Pigtail Distal	8.5	5	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0806/22	Pigtail Distal	8.5	6	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0807/22	Pigtail Distal	8.5	7	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0808/22	Pigtail Distal	8.5	8	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0809/22	Pigtail Distal	8.5	9	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0810/22	Pigtail Distal	8.5	10	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0811/22	Pigtail Distal	8.5	11	0.035	2/Caja
BPDS-311916-0812/22	Pigtail Distal	8.5	12	0.035	2/Caja
BPDS-311916-1005/22	Pigtail Distal	10	5	0.035	2/Caja
BPDS-311916-1006/22	Pigtail Distal	10	6	0.035	2/Caja
BPDS-311916-1007/22	Pigtail Distal	10	7	0.035	2/Caja
BPDS-311916-1008/22	Pigtail Distal	10	8	0.035	2/Caja
BPDS-311916-1009/22	Pigtail Distal	10	9	0.035	2/Caja
BPDS-311916-1010/22	Pigtail Distal	10	10	0.035	2/Caja
BPDS-311916-1011/22	Pigtail Distal	10	11	0.035	2/Caja
BPDS-311916-1012/22	Pigtail Distal	10	12	0.035	2/Caja



Drenajes Biliares con Sistema Introdutor

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Guía Recomendada (in)	Factor de Empaque
BPDS-13442-0807/22	Tannenbaum	8.5	7	0.035	1/Caja
BPDS-13442-0808/22	Tannenbaum	8.5	8	0.035	1/Caja
BPDS-13442-0809/22	Tannenbaum	8.5	9	0.035	1/Caja
BPDS-13442-0810/22	Tannenbaum	8.5	10	0.035	1/Caja
BPDS-13442-0811/22	Tannenbaum	8.5	11	0.035	1/Caja
BPDS-13442-0812/22	Tannenbaum	8.5	12	0.035	1/Caja
BPDS-13442-0813/22	Tannenbaum	8.5	13	0.035	1/Caja
BPDS-13442-0814/22	Tannenbaum	8.5	14	0.035	1/Caja
BPDS-13442-0815/22	Tannenbaum	8.5	15	0.035	1/Caja
BPDS-13442-1007/22	Tannenbaum	10	7	0.035	1/Caja
BPDS-13442-1008/22	Tannenbaum	10	8	0.035	1/Caja
BPDS-13442-1009/22	Tannenbaum	10	9	0.035	1/Caja
BPDS-13442-1010/22	Tannenbaum	10	10	0.035	1/Caja
BPDS-13442-1011/22	Tannenbaum	10	11	0.035	1/Caja
BPDS-13442-1012/22	Tannenbaum	10	12	0.035	1/Caja
BPDS-13442-1013/22	Tannenbaum	10	13	0.035	1/Caja
BPDS-13442-1014/22	Tannenbaum	10	14	0.035	1/Caja
BPDS-13442-1015/22	Tannenbaum	10	15	0.035	1/Caja



Drenajes Biliares con Sistema Introducutor

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Guía Recomendada (in)	Factor de Empaque
BPDS-31993-0705/22	Pigtail Doble	7	5	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0706/22	Pigtail Doble	7	6	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0707/22	Pigtail Doble	7	7	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0708/22	Pigtail Doble	7	8	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0709/22	Pigtail Doble	7	9	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0710/22	Pigtail Doble	7	10	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0711/22	Pigtail Doble	7	11	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0712/22	Pigtail Doble	7	12	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0805/22	Pigtail Doble	8.5	5	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0806/22	Pigtail Doble	8.5	6	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0807/22	Pigtail Doble	8.5	7	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0808/22	Pigtail Doble	8.5	8	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0809/22	Pigtail Doble	8.5	9	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0810/22	Pigtail Doble	8.5	10	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0811/22	Pigtail Doble	8.5	11	0.035	2/Caja
BPDS-31993-0812/22	Pigtail Doble	8.5	12	0.035	2/Caja
BPDS-31993-1005/22	Pigtail Doble	10	5	0.035	2/Caja
BPDS-31993-1006/22	Pigtail Doble	10	6	0.035	2/Caja
BPDS-31993-1007/22	Pigtail Doble	10	7	0.035	2/Caja
BPDS-31993-1008/22	Pigtail Doble	10	8	0.035	2/Caja
BPDS-31993-1009/22	Pigtail Doble	10	9	0.035	2/Caja
BPDS-31993-1010/22	Pigtail Doble	10	10	0.035	2/Caja
BPDS-31993-1011/22	Pigtail Doble	10	11	0.035	2/Caja
BPDS-31993-1012/22	Pigtail Doble	10	12	0.035	2/Caja



Diámetro del Stent

Longitud del Stent

Factor

Sistema Introductor para Drenajes Biliares

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Factor de Empaque
BPDS-32114-0707	Amsterdam	7	7	10/Caja
BPDS-32114-0708	Amsterdam	7	8	10/Caja
BPDS-32114-0709	Amsterdam	7	9	10/Caja
BPDS-32114-0710	Amsterdam	7	10	10/Caja
BPDS-32114-0711	Amsterdam	7	11	10/Caja
BPDS-32114-0712	Amsterdam	7	12	10/Caja
BPDS-32114-0713	Amsterdam	7	13	10/Caja
BPDS-32114-0714	Amsterdam	7	14	10/Caja
BPDS-32114-0715	Amsterdam	7	15	10/Caja
BPDS-32114-0807	Amsterdam	8.5	7	10/Caja
BPDS-32114-0808	Amsterdam	8.5	8	10/Caja
BPDS-32114-0809	Amsterdam	8.5	9	10/Caja
BPDS-32114-0810	Amsterdam	8.5	10	10/Caja
BPDS-32114-0811	Amsterdam	8.5	11	10/Caja
BPDS-32114-0812	Amsterdam	8.5	12	10/Caja
BPDS-32114-0813	Amsterdam	8.5	13	10/Caja
BPDS-32114-0814	Amsterdam	8.5	14	10/Caja
BPDS-32114-0815	Amsterdam	8.5	15	10/Caja
BPDS-32114-1007	Amsterdam	10	7	10/Caja
BPDS-32114-1008	Amsterdam	10	8	10/Caja
BPDS-32114-1009	Amsterdam	10	9	10/Caja
BPDS-32114-1010	Amsterdam	10	10	10/Caja
BPDS-32114-1011	Amsterdam	10	11	10/Caja
BPDS-32114-1012	Amsterdam	10	12	10/Caja
BPDS-32114-1013	Amsterdam	10	13	10/Caja
BPDS-32114-1014	Amsterdam	10	14	10/Caja
BPDS-32114-1015	Amsterdam	10	15	10/Caja




Sistema Introdutor para Drenajes Biliares

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Factor de Empaque
BPDS-33114-0707	Doblez Duodenal	7	7	10/Caja
BPDS-33114-0708	Doblez Duodenal	7	8	10/Caja
BPDS-33114-0709	Doblez Duodenal	7	9	10/Caja
BPDS-33114-0710	Doblez Duodenal	7	10	10/Caja
BPDS-33114-0711	Doblez Duodenal	7	11	10/Caja
BPDS-33114-0712	Doblez Duodenal	7	12	10/Caja
BPDS-33114-0713	Doblez Duodenal	7	13	10/Caja
BPDS-33114-0714	Doblez Duodenal	7	14	10/Caja
BPDS-33114-0715	Doblez Duodenal	7	15	10/Caja
BPDS-33114-0807	Doblez Duodenal	8.5	7	10/Caja
BPDS-33114-0808	Doblez Duodenal	8.5	8	10/Caja
BPDS-33114-0809	Doblez Duodenal	8.5	9	10/Caja
BPDS-33114-0810	Doblez Duodenal	8.5	10	10/Caja
BPDS-33114-0811	Doblez Duodenal	8.5	11	10/Caja
BPDS-33114-0812	Doblez Duodenal	8.5	12	10/Caja
BPDS-33114-0813	Doblez Duodenal	8.5	13	10/Caja
BPDS-33114-0814	Doblez Duodenal	8.5	14	10/Caja
BPDS-33114-0815	Doblez Duodenal	8.5	15	10/Caja
BPDS-33114-1007	Doblez Duodenal	10	7	10/Caja
BPDS-33114-1008	Doblez Duodenal	10	8	10/Caja
BPDS-33114-1009	Doblez Duodenal	10	9	10/Caja
BPDS-33114-1010	Doblez Duodenal	10	10	10/Caja
BPDS-33114-1011	Doblez Duodenal	10	11	10/Caja
BPDS-33114-1012	Doblez Duodenal	10	12	10/Caja
BPDS-33114-1013	Doblez Duodenal	10	13	10/Caja
BPDS-33114-1014	Doblez Duodenal	10	14	10/Caja
BPDS-33114-1015	Doblez Duodenal	10	15	10/Caja




Sistema Introdutor para Drenajes Biliares

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Factor de Empaque
BPDS-31114-0707	Recto	7	7	10/Caja
BPDS-31114-0708	Recto	7	8	10/Caja
BPDS-31114-0709	Recto	7	9	10/Caja
BPDS-31114-0710	Recto	7	10	10/Caja
BPDS-31114-0711	Recto	7	11	10/Caja
BPDS-31114-0712	Recto	7	12	10/Caja
BPDS-31114-0713	Recto	7	13	10/Caja
BPDS-31114-0714	Recto	7	14	10/Caja
BPDS-31114-0715	Recto	7	15	10/Caja
BPDS-31114-0807	Recto	8.5	7	10/Caja
BPDS-31114-0808	Recto	8.5	8	10/Caja
BPDS-31114-0809	Recto	8.5	9	10/Caja
BPDS-31114-0810	Recto	8.5	10	10/Caja
BPDS-31114-0811	Recto	8.5	11	10/Caja
BPDS-31114-0812	Recto	8.5	12	10/Caja
BPDS-31114-0813	Recto	8.5	13	10/Caja
BPDS-31114-0814	Recto	8.5	14	10/Caja
BPDS-31114-0815	Recto	8.5	15	10/Caja
BPDS-31114-1007	Recto	10	7	10/Caja
BPDS-31114-1008	Recto	10	8	10/Caja
BPDS-31114-1009	Recto	10	9	10/Caja
BPDS-31114-1010	Recto	10	10	10/Caja
BPDS-31114-1011	Recto	10	11	10/Caja
BPDS-31114-1012	Recto	10	12	10/Caja
BPDS-31114-1013	Recto	10	13	10/Caja
BPDS-31114-1014	Recto	10	14	10/Caja
BPDS-31114-1015	Recto	10	15	10/Caja



Sistema Introductor para Drenajes Biliares

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Factor de Empaque
BPDS-34114-0707	Doblez Central	7	7	10/Caja
BPDS-34114-0708	Doblez Central	7	8	10/Caja
BPDS-34114-0709	Doblez Central	7	9	10/Caja
BPDS-34114-0710	Doblez Central	7	10	10/Caja
BPDS-34114-0711	Doblez Central	7	11	10/Caja
BPDS-34114-0712	Doblez Central	7	12	10/Caja
BPDS-34114-0713	Doblez Central	7	13	10/Caja
BPDS-34114-0714	Doblez Central	7	14	10/Caja
BPDS-34114-0715	Doblez Central	7	15	10/Caja
BPDS-34114-0807	Doblez Central	8.5	7	10/Caja
BPDS-34114-0808	Doblez Central	8.5	8	10/Caja
BPDS-34114-0809	Doblez Central	8.5	9	10/Caja
BPDS-34114-0810	Doblez Central	8.5	10	10/Caja
BPDS-34114-0811	Doblez Central	8.5	11	10/Caja
BPDS-34114-0812	Doblez Central	8.5	12	10/Caja
BPDS-34114-0813	Doblez Central	8.5	13	10/Caja
BPDS-34114-0814	Doblez Central	8.5	14	10/Caja
BPDS-34114-0815	Doblez Central	8.5	15	10/Caja
BPDS-34114-1007	Doblez Central	10	7	10/Caja
BPDS-34114-1008	Doblez Central	10	8	10/Caja
BPDS-34114-1009	Doblez Central	10	9	10/Caja
BPDS-34114-1010	Doblez Central	10	10	10/Caja
BPDS-34114-1011	Doblez Central	10	11	10/Caja
BPDS-34114-1012	Doblez Central	10	12	10/Caja
BPDS-34114-1013	Doblez Central	10	13	10/Caja
BPDS-34114-1014	Doblez Central	10	14	10/Caja
BPDS-34114-1015	Doblez Central	10	15	10/Caja



Sistema Introdutor para Drenajes Biliares

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Factor de Empaque
BPDS-31916-0705	Proximal Pigtail	7	5	10/Caja
BPDS-31916-0706	Proximal Pigtail	7	6	10/Caja
BPDS-31916-0707	Proximal Pigtail	7	7	10/Caja
BPDS-31916-0708	Proximal Pigtail	7	8	10/Caja
BPDS-31916-0709	Proximal Pigtail	7	9	10/Caja
BPDS-31916-0710	Proximal Pigtail	7	10	10/Caja
BPDS-31916-0711	Proximal Pigtail	7	11	10/Caja
BPDS-31916-0712	Proximal Pigtail	7	12	10/Caja



Sistema Introdutor para Drenajes Biliares

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Factor de Empaque
BPDS-13442-0807	Tannenbaum	8.5	7	5/Caja
BPDS-13442-0808	Tannenbaum	8.5	8	5/Caja
BPDS-13442-0809	Tannenbaum	8.5	9	5/Caja
BPDS-13442-0810	Tannenbaum	8.5	10	5/Caja
BPDS-13442-0811	Tannenbaum	8.5	11	5/Caja
BPDS-13442-0812	Tannenbaum	8.5	12	5/Caja
BPDS-13442-0813	Tannenbaum	8.5	13	5/Caja
BPDS-13442-0814	Tannenbaum	8.5	14	5/Caja
BPDS-13442-0815	Tannenbaum	8.5	15	5/Caja
BPDS-13442-1007	Tannenbaum	10	7	5/Caja
BPDS-13442-1008	Tannenbaum	10	8	5/Caja
BPDS-13442-1009	Tannenbaum	10	9	5/Caja
BPDS-13442-1010	Tannenbaum	10	10	5/Caja
BPDS-13442-1011	Tannenbaum	10	11	5/Caja
BPDS-13442-1012	Tannenbaum	10	12	5/Caja
BPDS-13442-1013	Tannenbaum	10	13	5/Caja
BPDS-13442-1014	Tannenbaum	10	14	5/Caja
BPDS-13442-1015	Tannenbaum	10	15	5/Caja



Sistema Introdutor para Drenajes Biliares

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Factor de Empaque
BPDS-31993-0705	Pigtail Doble	7	5	10/Caja
BPDS-31993-0706	Pigtail Doble	7	6	10/Caja
BPDS-31993-0707	Pigtail Doble	7	7	10/Caja
BPDS-31993-0708	Pigtail Doble	7	8	10/Caja
BPDS-31993-0709	Pigtail Doble	7	9	10/Caja
BPDS-31993-0710	Pigtail Doble	7	10	10/Caja
BPDS-31993-0711	Pigtail Doble	7	11	10/Caja
BPDS-31993-0712	Pigtail Doble	7	12	10/Caja
BPDS-31993-0805	Pigtail Doble	8.5	5	10/Caja
BPDS-31993-0806	Pigtail Doble	8.5	6	10/Caja
BPDS-31993-0807	Pigtail Doble	8.5	7	10/Caja
BPDS-31993-0808	Pigtail Doble	8.5	8	10/Caja
BPDS-31993-0809	Pigtail Doble	8.5	9	10/Caja
BPDS-31993-0810	Pigtail Doble	8.5	10	10/Caja
BPDS-31993-0811	Pigtail Doble	8.5	11	10/Caja
BPDS-31993-0812	Pigtail Doble	8.5	12	10/Caja
BPDS-31993-1005	Pigtail Doble	10	5	10/Caja
BPDS-31993-1006	Pigtail Doble	10	6	10/Caja
BPDS-31993-1007	Pigtail Doble	10	7	10/Caja
BPDS-31993-1008	Pigtail Doble	10	8	10/Caja
BPDS-31993-1009	Pigtail Doble	10	9	10/Caja
BPDS-31993-1010	Pigtail Doble	10	10	10/Caja
BPDS-31993-1011	Pigtail Doble	10	11	10/Caja
BPDS-31993-1012	Pigtail Doble	10	12	10/Caja



Sistema Introdutor para Drenajes Biliares

Código	Forma del Stent	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent (cm)	Factor de Empaque
BPDS-311916-0705	Pigtail Distal	7	5	10/Caja
BPDS-311916-0706	Pigtail Distal	7	6	10/Caja
BPDS-311916-0707	Pigtail Distal	7	7	10/Caja
BPDS-311916-0708	Pigtail Distal	7	8	10/Caja
BPDS-311916-0709	Pigtail Distal	7	9	10/Caja
BPDS-311916-0710	Pigtail Distal	7	10	10/Caja
BPDS-311916-0711	Pigtail Distal	7	11	10/Caja
BPDS-311916-0712	Pigtail Distal	7	12	10/Caja
BPDS-311916-0805	Pigtail Distal	8.5	5	10/Caja
BPDS-311916-0806	Pigtail Distal	8.5	6	10/Caja
BPDS-311916-0807	Pigtail Distal	8.5	7	10/Caja
BPDS-311916-0808	Pigtail Distal	8.5	8	10/Caja
BPDS-311916-0809	Pigtail Distal	8.5	9	10/Caja
BPDS-311916-0810	Pigtail Distal	8.5	10	10/Caja
BPDS-311916-0811	Pigtail Distal	8.5	11	10/Caja
BPDS-311916-0812	Pigtail Distal	8.5	12	10/Caja
BPDS-311916-1005	Pigtail Distal	10	5	10/Caja
BPDS-311916-1006	Pigtail Distal	10	6	10/Caja
BPDS-311916-1007	Pigtail Distal	10	7	10/Caja
BPDS-311916-1008	Pigtail Distal	10	8	10/Caja
BPDS-311916-1009	Pigtail Distal	10	9	10/Caja
BPDS-311916-1010	Pigtail Distal	10	10	10/Caja
BPDS-311916-1011	Pigtail Distal	10	11	10/Caja
BPDS-311916-1012	Pigtail Distal	10	12	10/Caja



Sistema Introducutor para Drenajes Biliares

Código	Diámetro del Stent (Fr)	Longitud del Stent Compatible (cm)	Longitud del Introducutor (cm)	Canal de Trabajo (mm)	Guía Compatible (in)	Factor de Empaque
BPDI-0712/22	7	7	220	≥Φ2.8	0.035	2/Caja
BPDI-0720/22	7	7	220	≥Φ2.8	0.035	2/Caja
BPDI-0812/22	8.5	7	220	≥Φ2.8	0.035	2/Caja
BPDI-0820/22	8.5	7	220	≥Φ2.8	0.035	2/Caja
BPDI-1012/22	10	7	220	≥Φ2.8	0.035	2/Caja
BPDI-1020/22	10	7	220	≥Φ2.8	0.035	2/Caja
BPDI-1112/22	11.5	7	220	≥Φ2.8	0.035	2/Caja
BPDI-1120/22	11.5	7	220	≥Φ2.8	0.035	2/Caja

PINZAS DE BIOPSIA TRUBITE™

La amplia selección de pinzas de biopsia asegura que usted estará perfectamente equipado para cualquier aplicación. Microtech ofrece pinzas con diámetros de 1.8 mm, 2.3 mm y 3mm además de longitudes de 120, 180, 230 y 150 cm.

Sean afiladas, con estilete, con recubrimiento, dentadas o no, todos los modelos se caracterizan por su alta confiabilidad. El excelente borde de corte de las pinzas de biopsia le permite tomar una muestra para un diagnóstico concluyente de una manera fácil y segura.



Mandíbula dentada



Mandíbula no dentada



Rápida Identificación

Capuchón Protector:

- Rojo – Con Estilete
- Amarillo – Sin Estilete

Recubrimiento:

- Amarillo – Pinzas pediátricas, diámetro 1.8 mm, 180 cm de longitud
- Naranja – Pinzas Gástricas, diámetro 2.3 mm, 230 cm de longitud
- Azul – Pinzas de colon, diámetro 2.3 mm, 230 cm de longitud
- Naranja o Azul – Macro Pinzas, diámetro 3.0 mm, 180 y 230 cm de longitud

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

CONFIABLES.

MUY CÓMODO PARA USAR.

MUESTRAS PARA UN DIAGNÓSTICO
CONCLUYENTE
AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS.

BISAGRAS DE TIJERA DE ALTA CALIDAD.

DISEÑO AMIGABLE CON EL CANAL DE TRABAJO DEL
ENDOSCOPIO.

Especificaciones

Pinzas de Biopsia TruBite

Pinzas de Biopsia $\phi 2.3$ con Recubrimiento

Código	Mandíbula	Diámetro de Mandíbula	Estilete	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
NBF03-01023160	Redonda	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	160	10/Caja
NBF03-01023180	Redonda	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
NBF03-01023230	Redonda	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja
NBF03-11023180	Ovalada	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
NBF03-11123180	Ovalada	2.3	W/	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
NBF03-11023230	Ovalada	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja
NBF03-11123230	Ovalada	2.3	W/	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja
NBF13-11023180	Cocodrilo	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
NBF13-11123180	Cocodrilo	2.3	W/	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
NBF13-11023230	Cocodrilo	2.3	W/O	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja
NBF13-11123230	Cocodrilo	2.3	W/	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja

Pinzas de Biopsia $\phi 1.8$ con Recubrimiento

Código	Mandíbula	Diámetro de Mandíbula	Estilete	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
NBF03-111018120	Ovalada	1.8	W/O	$\geq \phi 2.0$	120	10/Caja
NBF03-11101880	Ovalada	1.8	W/O	$\geq \phi 2.0$	160	10/Caja

Pinzas de Biopsia - Alta capacidad $\phi 2.4$ con Recubrimiento

Código	Mandíbula	Diámetro de Mandíbula	Estilete	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
LCNBF13-10024180	Cocodrilo	2.4	W/O	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
LCNBF13-10124180	Cocodrilo	2.4	W/	$\geq \phi 2.8$	180	10/Caja
LCNBF13-10024230	Cocodrilo	2.4	W/O	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja
LCNBF13-10124230	Cocodrilo	2.4	W/	$\geq \phi 2.8$	230	10/Caja

Pinzas de Biopsia Jumbo $\phi 3.0$ con Recubrimiento

Código	Mandíbula	Diámetro de Mandíbula	Estilete	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
NBF03-01030230	Ovalada	3	W/O	$\geq \phi 3.1$	230	10/Caja
NBF03-01130230	Ovalada	3	W/	$\geq \phi 3.0$	230	10/Caja
NBF13-01030230	Cocodrilo	3	W/O	$\geq \phi 3.1$	230	10/Caja
NBF13-01130230	Cocodrilo	3	W/	$\geq \phi 3.2$	230	10/Caja

PINZAS DE BIOPSIA CALIENTES

Microtech le ahorra varios pasos terapéuticos con esta solución 2 en 1.

Por un lado, las pinzas de biopsia calientes sirven como unas pinzas calientes convencionales, que remueven pólipos colónicos pequeños de manera precisa y segura en el modo activo (caliente), y le ayudan a tomar muestras de tejido para lograr un diagnóstico concluyente en su modo no activo.

Por el otro lado le pueden ayudar para detener un sangrado urgente ya que las lesiones pequeñas se pueden cerrar en cualquier momento con la corriente de coagulación.

Las pinzas de biopsia calientes de Microtech no tienen paralelo con otras en idoneidad para el tratamiento de pacientes con un elevado riesgo de sangrado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

CONFIABLES.

SEGURAS.

CÓMODAS DE USAR.

BISAGRA DE TIJERA DE ALTA CALIDAD.

AISLAMIENTO PTFE A PRUEBA DE PERFORACIONES.

MANGO DE 3 ANILLOS CON CONEXIÓN DE ENERGÍA OLYMPUS.

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE CORTE.



Especificaciones

Pinzas de Biopsia Calientes

Pinzas de Biopsia Calientes				
Código	Diámetro de Mandíbula	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
HBFO5-11018120	1.8	≥Φ2.0	120	10/Caja
HBFO5-11018160	1.8	≥Φ2.0	160	10/Caja
HBFO5-11018180	1.8	≥Φ2.0	180	10/Caja
HBFO5-11023120	2.3	≥Φ2.8	120	10/Caja
HBFO5-11023160	2.3	≥Φ2.8	160	10/Caja
HBFO5-11023180	2.3	≥Φ2.8	180	10/Caja
HBFO5-11023230	2.3	≥Φ2.8	230	10/Caja

PINZAS DE RETIRO DE CUERPO EXTRAÑO

Las pinzas de cuerpo extraño se utilizan para extraer cuerpos extraños del tracto gastrointestinal.



Cocodrilo



Diente de Rata



Griffin

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

EXCELENTE RELACIÓN COSTO-BENEFICIO.

APERTURA ADECUADA, CAPAZ DE EXTRAER OBJETOS EXTRAÑOS DE GRAN TAMAÑO.

MANGO ERGONÓMICO CAPAZ DE ABRIR Y CERRAR LAS PINZAS CON USANDO UNA SOLA MANO.

Especificaciones

Pinzas de Retiro de Cuerpo Extraño

Pinzas de Cuerpo Extraño - $\phi 2.3$ con Recubrimiento

Código	Diámetro de Mandíbula (mm)	Canal de Trabajo (mm)	Apertura de Mandíbula (mm)	Tipo de Pinza	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
NGF03-11023180	2.3	$\geq \phi 2.8$	6.3	Diente de Rata	180	10/Caja
NGF03-11023230	2.3	$\geq \phi 2.8$	6.3	Diente de Rata	230	10/Caja
NGF13-11023180	2.3	$\geq \phi 2.8$	8.1	Cocodrilo	180	10/Caja
NGF13-11023230	2.3	$\geq \phi 2.8$	8.1	Cocodrilo	230	10/Caja
NGF33-11023180	2.3	$\geq \phi 2.8$	8.1	Griffin	180	10/Caja
NGF33-11023230	2.3	$\geq \phi 2.8$	8.1	Griffin	230	10/Caja

Pinzas de Cuerpo Extraño - $\phi 1.8$ con Recubrimiento

Código	Diámetro de Mandíbula (mm)	Canal de Trabajo (mm)	Apertura de Mandíbula (mm)	Tipo de Pinza	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
NGF32-11018120	1.8	$\geq \phi 2$		Griffin	120	10/Caja
NGF32-11018180	1.8	$\geq \phi 2$	8.1	Griffin	180	10/Caja

ASA DE POLIPECTOMÍA CALIENTE

Para que la remoción de pólipos en el día a día del hospital sea lo más eficiente posible, Microtech ha desarrollado una serie nueva de asas de polipectomía con una atractiva relación costo-beneficio.

Cada Asa oval está hecha con alambre trenzado con lo que se obtiene una buena fuerza radial, alta estabilidad dimensional y una capacidad de corte precisa. El mango de 3 anillos le brinda un agarre

perfecto transmitiendo el movimiento al asa de manera confiable.

La conexión de energía está montada de manera independiente del conductor de 2 anillos en la parte distal del mando, esto previene que el cable conector mueva el asa cuando ésta se abre y se cierra, lo que facilita el manejo aún más.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

MUY CÓMODA DE USAR.

CONFIABLE Y SEGURA.

CONEXIÓN DE ENERGÍA INNOVADORA.

MANGO DE 3 ANILLOS ERGONÓMICO.

EXCELENTE CAPACIDAD DE CORTE.

FORMA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN.



Manejo Fácil y Seguro:

El alambre trenzado del asa provee al asa de la fuerza necesaria para abrir y ser controlada en cualquier posición, de manera segura y confiable. El Asa ha probado su valor como una solución confiable en la rutina hospitalaria debido a su enorme estabilidad dimensional y buenas propiedades de corte.

El asa ofrece un uso cómodo que se distingue, gracias a una idea simple: el puerto de conexión de energía ha sido separado del conductor de 2 anillos y puede girar sobre su propio eje. Esto permite una apertura suave del asa inclusive cuando el cable de energía está conectado, por lo mismo el cable de energía se mantiene lejos de su



Especificaciones Asa de Poliectomía Caliente


Asas Rígidas						
Código	Forma del Asa	Diámetro del Asa (mm)	Diámetro del Catéter (mm)	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
PFS01-01023230	Ovalada	10	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-01523230	Ovalada	15	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-02023230	Ovalada	20	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-02423230	Ovalada	24	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-03023230	Ovalada	30	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-03623230	Ovalada	36	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-11523230	Hexagonal	15	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-12423230	Hexagonal	24	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS01-33023230	Combinada	30	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja

Asas Flexibles						
Código	Forma del Asa	Diámetro del Asa (mm)	Diámetro del Catéter (mm)	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
PFS02-01023230	Ovalada	10	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS02-01523230	Ovalada	15	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS02-02023230	Ovalada	20	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS02-02423230	Ovalada	24	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja
PFS02-03023230	Ovalada	30	2.3	≥Ø2.8	230	10/Caja

AGUJAS DE INYECCIÓN

Indicada para inyección endoscópica para inyección de agentes esclerosantes, o vasoconstrictores en sitios seleccionados para controlar sangrados activos o potenciales en lesiones del sistema digestivo.

También se utiliza para inyectar soluciones para ayudar en resección de mucosa, polipectomía y para controlar hemorragias no variciales.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

SEGURO PARA EVITAR QUE SE DESPLIEGUE ACCIDENTALMENTE DURANTE LA INSERCIÓN Y EVITAR DAÑOS AL ENDOSCOPIO, TAMBIÉN AYUDA A UNA PENETRACIÓN ESTABLE DE LA AGUJA.

BOTÓN PARA LIBERAR LA AGUJA, PRESIONE SUAVEMENTE EL BOTÓN PARA REGRESAR LA AGUJA COMPLETAMENTE EN EL CATÉTER Y ASÍ PROTEGER EL ENDOSCOPIO DE CUALQUIER DAÑO.

MANGO ERGONÓMICO, INSERCIÓN COMPLETA DE LA AGUJA Y REGRESO CON UNA SOLA MANO.

Especificaciones

Agujas de Inyección

Agujas de Inyección					
Código	Diámetro (Gauge)	Máxima extensión de la aguja (mm)	Diámetro del Catéter (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
IN12-194232302	19G	4	2.3	230	10/Caja
IN12-195232302	19G	5	2.3	230	10/Caja
IN12-196232302	19G	6	2.3	230	10/Caja
IN12-224232302	22G	4	2.3	230	10/Caja
IN12-225232302	22G	5	2.3	230	10/Caja
IN12-226232302	22G	6	2.3	230	10/Caja
IN12-254232302	25G	4	2.3	230	10/Caja
IN12-255232302	25G	5	2.3	230	10/Caja
IN12-256232302	25G	6	2.3	230	10/Caja

CEPILLOS DE CITOLOGÍA

Los cepillos de citología de Microtech pueden ser introducidos muy fácilmente hasta el sitio deseado a través del endoscopio y la lesión puede ser cepillada sin ningún esfuerzo. Las cerdas delgadas permiten una muestra controlada de tejido.

El tubo de plástico y la cabeza distal de metal para cerrarlo protegen la muestra cuando se retrae el cepillo dentro del tubo, por lo que se evita cualquier contaminación de la muestra o pérdida de ésta.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

CERDAS DELGADAS PARA UNA ÓPTIMA RECOLECCIÓN DE CÉLULAS.

CUENTA CON UN TUBO DE PLÁSTICO Y UNA CABEZA METÁLICA PARA CERRARLO.

PARA ENDOSCOPIOS CON UN CANAL DE TRABAJO MAYOR DE 2.0 MM.



Especificaciones Cepillos de Citología

Cepillo de Citología

Código	Diámetro de Cepillo (mm)	Longitud de Cepillo (mm)	Diámetro de Catéter (mm)	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Factor de Empaque
CYB-18S-16C	1.8	12	2.3	≥Φ2.8	160	20/Caja
CYB-18S-18C	1.8	12	2.3	≥Φ2.8	180	20/Caja
CYB-24S-12C	2.4	12	1.8	≥Φ2.0	120	20/Caja
CYB-24S-18C	2.4	12	2.3	≥Φ2.8	180	20/Caja
CYB-24S-24C	2.4	12	2.3	≥Φ2.8	240	20/Caja
CYB-30S-12C	3	12	1.8	≥Φ2.0	120	20/Caja
CYB-30S-16C	3	12	2.3	≥Φ2.8	160	20/Caja
CYB-30S-18C	3	12	2.3	≥Φ2.8	180	20/Caja
CYB-30S-23C	3	12	2.3	≥Φ2.8	230	20/Caja
CYB-30S-24C	3	12	2.3	≥Φ2.8	240	20/Caja
CYB-40S-12C	4	12	1.8	≥Φ2.0	120	20/Caja
CYB-40S-16C	4	12	2.3	≥Φ2.8	160	20/Caja
CYB-40S-18C	4	12	2.3	≥Φ2.8	180	20/Caja
CYB-40S-24C	4	12	2.3	≥Φ2.8	240	20/Caja
CYB-50S-23C	5	12	2.3	≥Φ2.8	230	20/Caja

CEPILLOS DE LIMPIEZA

Los cepillos de limpieza desechables de Microtech aseguran una limpieza eficiente de su endoscopio, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada al mínimo.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 2 CABEZAS DE CEPILLO PARA AHORRAR TIEMPO.
- PROTECTORES EN LAS CABEZAS DE LOS CEPILLOS.
- CEPILLOS HECHOS CON NYLON RESISTENTE.
- EMPACADOS INDIVIDUALMENTE.

Especificaciones Cepillos de Limpieza

Cepillos de Limpieza							
Código	Tipo de Cepillo	Diámetro de Cepillo (mm)	Longitud de Cepillo (mm)	Diámetro de Catéter (mm)	Canal de Trabajo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Cepillo de Válvula
CB18-5050/16	Standard	Φ5	20	Φ1.8	≥Φ2.0	160	N/A
CB18-5050/18	Standard	Φ5	20	Φ1.8	≥Φ2.0	180	N/A
CB18-5050/23	Standard	Φ5	20	Φ1.8	≥Φ2.0	230	N/A
CB18-T5050/23	Cerda Afilada	Φ5	20	Φ1.8	≥Φ2.0	230	N/A
CB18-T5050/23-A	Cerda Afilada	Φ5	20	Φ1.8	≥Φ2.0	230	Cepillo de Válvula
CB18-T5050/23-B	Cerda Afilada	Φ5	20	Φ1.8	≥Φ2.0	230	Cepillo de Válvula

TRAMPA DE PÓLIPOS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

EMPAQUE INDIVIDUAL.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN.

MÚLTIPLES CÁMARAS PARA MÚLTIPLES MUESTRAS.

MARCADORES VISUALES PARA CADA CÁMARA.

DE UN SOLO USO POR PACIENTE.

Especificaciones Trampa de Pólipos

Trampa de Pólipos		
Código	Descripción	Factor de Empaque
BBP-50	50*50	25/Caja

BOQUILLAS DESECHABLES

Diferentes modelos disponibles: estándar, pediátrico y guardas con un diseño atraumático especial.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DISEÑO SUPERIOR.

SUPERFICIE SUAVE PARA COMODIDAD DEL PACIENTE.

ORIFICIO GRANDE Y FLEXIBLE PARA PERMITIR EL PASO DEL ENDOSCOPIO Y AYUDAR CON LOS DEDOS SIMULTÁNEAMENTE.

CORREA PARA UN AJUSTE CONVENIENTE.



Especificaciones Boquillas Desechables

Boquilla Ajustable			
Código	Indicado para	Color	Factor de Empaque
AC01-103.A	Adulto	Azul	100/Caja
AC01-103.P	Niño	Azul Claro	100/Caja

VÁLVULAS DE CANAL DE TRABAJO



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

UTILIZADAS PARA TAPAR LA ENTRADA DEL CANAL DE TRABAJO DEL ENDOSCOPIO.

PREVIENE QUE LOS CONTENIDOS DEL CANAL DE TRABAJO REFLUYAN SIN OBSTRUIR EL PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO.

SIRVEN PARA ENDOSCOPIOS OLYMPUS Y PENTAX.

Especificaciones


Válvulas para Canal de Trabajo

Válvulas para Canal de Trabajo		
Código	Descripción	Factor de Empaque
AC03-101.O	Azul, compatible con endoscopios OLYMPUS/Fujinon	100/Caja
AC03-101.P	Rojo, compatible con endoscopios Pentax	100/Caja

SUAVE Y DURADERO RETRIEVAL NET

EL SISTEMA DE RECUPERACIÓN RETRIEVAL NET OFRECE UNA SOLUCIÓN DE RECUPERACIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE PARA PÓLIPOS Y TEJIDO PARA REVISIÓN HISTOPATOLÓGICA.

UTILIZANDO MATERIALES AVANZADOS Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN, EL RETRIEVAL NET FACILITA LA CONSISTENCIA Y EL CONTROL MEJORADOS DEL DESPLIEGUE, LA POSICIÓN Y EL CIERRE DE LA RED.



BENEFICIOS CLAVE

RED REFINADA

Visibilidad mejorada a través del material de la red para identificar el objetivo de recuperación.

Red suficientemente resistente para un despliegue repetido, pero suave para capturar y preservar suavemente la muestra.

PROCESOS AVANZADOS

El ceñido, rasgado y atado del material de la red se reduce mediante el borde reforzado de la misma y la unión de esta. Esto aumenta la eficiencia y minimiza el tiempo necesario para capturar muestras de manera confiable.

RED LISA Y FUERTE

Nuestra red está hecha de material de catéter más rígido que mejora la inserción del dispositivo en el endoscopio y el posicionamiento de la red. Su resistencia columnar adicional permite un movimiento suave de una muestra para una captura óptima.

RETRIEVAL NET

Código	Diámetro de la red (mm)	Longitud efectiva (mm)	Forma de la red	Canal de trabajo (mm)
NT-E-30/23-p	30	2300	Ovalada	2.8
NT-E-30/16-p	30	1600	Ovalada	2.8

SET MULTIBANDA PARA LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS Y RECTALES

LA BANDA ENDOSCÓPICA HA DEMOSTRADO SER UN TRATAMIENTO SIMPLE Y EFECTIVO. LA LIGADURA DE VÁRICES SE REALIZA FÁCILMENTE DE MANERA AMBULATORIA, CON MENOS DOLOR Y CON UNA RECUPERACIÓN MÁS CORTA.

EL SET MULTIBANDA PARA LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS Y RECTALES DE MICRO-TECH ES UNA SOLUCIÓN RENTABLE PARA TRATAMIENTOS AMBULATORIOS.



EXCELENTE VISIBILIDAD

Tubo de ligadura limpio con bandas montadas que optimiza la vista endoscópica mientras mantiene la succión.

DISEÑO DE BANDA

El diseño de banda cuadrada proporciona una forma uniforme y una retención confiable. El set puede venir con seis o siete bandas precargadas sin látex.

SISTEMA PARA UN USO MÁS FÁCIL

El orificio de amarre de la manija permite una carga rápida y fácil del alambre. La banda de alerta notifica al operador cuando queda una sola banda.

Set multibanda para ligadura de varices esofágicas y rectales

Código	Diámetro de endoscopio	Longitud	Factor de Empaque
MBLS-7F-NL	9.4 ~ 13.0 mm	145 ± 30 mm	7 / Caja
MBLS-6F-NL	9.4 ~ 13.0 mm	145 ± 30 mm	6 / Caja

ASA FRÍA DE UN SOLO USO

DIAMOND CUT™

RAPIDEZ Y PRECISIÓN EN CADA CORTE

Alambre de corte fino



Diámetro de asa de 10 o 15 mm



Beneficios

- El alambre en forma de diamante está diseñado específicamente para la resección de pólipos diminutos.
- El alambre delgado de 0.22 mm proporciona un corte de “tipo guillotina”
- El catéter rígido ayuda en la inserción del endoscopio y brinda apoyo durante la resección.
- La captura en frío ofrece varias ventajas clínicas para los pólipos de menos de 1 cm de diámetro.
- Mango cómodo y ergonómico que se adapta a distintos tamaños de manos.



Especificaciones

Asa fría de un solo uso

REF	Formas de Asa	Diámetro de Asa (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Canal de Trabajo Min. (mm)
CS3-11023230	Diamond	10	230	2.8
CS3-11523230	Diamond	15	230	2.8

HEMOSTASIA SURECLIP™

CON APERTURA DEL
CLIP DE 16, 11 Y 8 MM.



Los innovadores SureClip™ de Micro-Tech combinan un posicionamiento preciso con una confiable fuerza de sujeción. Por lo tanto, el sistema es adecuado para una hemostasia eficaz como lo es para marcaje endoscópico. Nuestros clips pueden girar 360 ° y abrir y cerrar repetidamente, lo que permite un reposicionamiento exacto de los clips. Hay tres versiones disponibles: modelo SureClip™ Plus con una apertura de 16 mm y una mordida fenestrada y otras dos versiones con apertura de 11 y 8 mm.

Otra ventaja importante del SureClip™ es la longitud del segmento restante - el llamado tallo una vez retirado el sistema. Comparado con todos otros sistemas de clips disponibles, el segmento restante con solo 5 o 6 mm es hasta un 60% más corto que otros clips. Esto es particularmente ventajoso en los casos en los que se aplican varios clips, ya que permite una visión endoscópica más clara durante la operación y minimiza la incomodidad del paciente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ROTACIÓN DE 360 ° PARA UNA COLOCACIÓN PRECISA.


APERTURA MÁXIMA DE 16 MM.

APERTURA Y CIERRE ILIMITADOS.

POTENTE FUERZA DE SUJECIÓN.

MANEJO SUAVE, INCLUSIVE EN ANATOMÍAS COMPLICADAS.

FACILIDAD DE OPERACIÓN.



Longitudes de tallo cortas.



Los clips permiten reabrir y cerrar.

MANGO DE COLORES PARA UN FÁCIL RECONOCIMIENTO

Para reconocer los diferentes tamaños de SureClip™ de manera rápida y fácilmente, cada tamaño tiene mangos y revestimiento de colores únicos.



Especificaciones

Referencia	Apertura del clip (mm)	Largo (mm)	Ángulo del clip	Clip Ø mm	Color de recubrimiento
SURECLIP™ SMALL					
ROCC-C-26-235-C	8	2350	135°	2.6	Rosa
SURECLIP™					
ROCC-D-26-235-C	11	2350	135°	2.6	Azul
SURECLIP™ PLUS					
ROCC-F-26-235-C	16	2350	135°	2.6	Amarillo

AGARRE MÁS FUERTE, MÁS CONTROL

CLIP PARA HEMOSTASIA LOCKADO™

Los clips para hemostasia deben proporcionar exactitud, fiabilidad y una funcionalidad precisa. Lockado™ permite la apertura y el cierre sin restricciones, por lo que puede reposicionarse hasta alcanzar la posición deseada.

Con dos conjuntos de dientes atraumáticos opuestos en los brazos del clip, Lockado™ ofrece un agarre fiable y seguro para un rendimiento constante. Respaldado por el comprobado sistema de aplicación de clips de Micro-Tech Endoscopy, el clip Lockado proporciona una fiabilidad y un manejo del tejido excepcionales.


- El estilo de la mandíbula funciona para múltiples aplicaciones clínicas.
- Puede utilizarse con un endoscopio de visión lateral.
- El vástago más corto hace que los clips sean menos molestos.
- Variedad de tamaños: 11mm, 16mm y el NUEVO con apertura de 22mm.
- Indicados para el anclaje de sondas de alimentación yeyunales.




ESPECIFICACIONES

Ref	Ancho de apertura(mm)	Diámetro de la camisa (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Tamaño mínimo del canal (mm)	Empaque
LOCK-D-26-235-C-N	11	2,6	2350	2,8	10/Caja
LOCK-F-26-235-C-N	16	2,6	2350	2,8	10/Caja
LOCK-G-26-235-C-N	22	2,6	2350	2,8	10/Caja

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



DIENTES ATRAUMÁTICOS



AGUJA PARA ASPIRACIÓN POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO

TRIDENT EUS-FNB

PARA ESTRUCTURAS DE TEJIDOS HISTOLÓGICOS

Beneficios

- Diseñada para utilizarse cuando una muestra FNA no presenta diagnóstico o ha sido inadecuada y se requiere una muestra de tejido
- Aleación de Cromo y Cobalto para brindar flexibilidad, durabilidad y acceso oportuno al objetivo.
- Punta única Trident™ de multipunto para facilitar la toma de tejido, asegurando un buen muestreo.
- Ajustadores de un solo botón, para determinar la profundidad de la aguja y proveer un control simple y preciso con un sola mano.
- Ajustadores de un solo botón, para determinar la profundidad de la aguja y proveer un control simple y preciso con un sola mano.
- Marcajes V-notch para mejorar ecogenicidad durante ultrasonido.
- Un diseño suave en la vaina, asegura un buen empuje durante angulaciones así como protección para el canal de trabajo.
- Compatible con todos los rangos de endoscopios para USE.



Mango FNB Trident™ con dispositivos de bloqueos rojos, agujas FNA con dispositivos de bloqueo azules.

Especificaciones

REF	Aguja	Vaina (mm)	Longitud máxima de la aguja (mm)	Tipo de aguja	Tamaño del canal (mm)	Longitud del trabajo (mm)
EUS- 25 - 1 - N	25	1.8	80	Aleación Co-Cr	≥ 2.8	1375~1415
EUS- 22 - 1 - N	22	1.8	80	Aleación Co-Cr	≥ 2.8	1375~1415
EUS- 19 - 1 - N	19	1.8	80	Aleación Co-Cr	≥ 2.8	1375~1415

AGUJA PARA ASPIRACIÓN POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO

AGUJA PREMIUM EUS-FNA

PARA INTERVENCIONES DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICAS.

- Aguja de aleación Cromo-Cobalto utilizada para una mejor flexibilidad, durabilidad y acceso al objetivo, diseñada para diagnóstico e intervenciones terapéuticas en anatomías retadoras
- Marcajes V-notch para mejorar ecogenicidad durante ultrasonido.
- Ajustadores de un solo botón, para determinar la profundidad de la aguja y proveer un control simple y preciso con un sola mano.
- Un diseño suave en la vaina, asegura un buen empuje durante angulaciones así como protección para el canal de trabajo.
- Compatible con todos los rangos de endoscopios para USE.




REF	Aguja	Vaina (mm)	Longitud máxima de la aguja (mm)	Tipo de aguja	Tamaño del canal (mm)	Longitud del trabajo (mm)
EUS- 25 - 0 - N	25	1.8	80	Aleación Co-Cr	≥ 2.8	1375~1415
EUS- 22 - 0 - N	22	1.8	80	Aleación Co-Cr	≥ 2.8	1375~1415
EUS- 19 - 0 - N	19	1.8	80	Aleación Co-Cr	≥ 2.8	1375~1415


COLOCACIÓN PRECISA STENTS ESOFÁGICOS SEGMENTADOS

Es esencial colocar el stent de manera precisa y mantener la posición durante todo el proceso de colocación. Micro-Tech Endoscopy cuenta con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de stents esofágicos asequibles y de alta calidad. Nuestra endoprótesis esofágica segmentada se ajusta a las estenosis esofágicas de derivación y permite una mayor flexibilidad que puede resultar más cómoda para los pacientes.

El sistema de liberación tiene una punta flexible y cónica para facilitar la colocación a través de estenosis estrechas, mientras que el catéter portador precargado y el mecanismo de mango deslizante proporcionan una colocación perfecta de la endoprótesis en el sitio deseado. Nuestra línea de stents esofágicos combina la flexibilidad y la fuerza radial consistente para ayudar a la resolución de la estenosis.



PRINCIPALES VENTAJAS



MARCADOR RADIOPACO

Aunque todo el stent es visible bajo fluoroscopia, cada stent tiene varios marcadores radiopacos para ayudar a su colocación precisa.

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE

El stent modular segmentado permite un movimiento independiente entre cada sección, lo que maximiza la adaptación con la anatomía curva o tortuosa.

RESISTENCIA A LA MIGRACIÓN

Los extremos acampanados junto con la exclusiva construcción segmentada pueden reducir la migración dentro de la luz del esófago.

HILOS PARA REPOSICIONAMIENTO

Los hilos están situados en los extremos distal y proximal del stent para permitir su reposicionamiento o retirada inmediatamente después de su colocación.



ESPECIFICACIONES

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (cm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque	Reenfundable
NST61-224-18.060	18	60	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-18.080	18	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-18.100	18	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-18.120	18	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-18.140	18	140	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-18.160	18	160	24/8	650	1/Caja	SI
NST61-224-20.060	20	60	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-20.080	20	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-20.100	20	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-20.120	20	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-20.140	20	140	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-20.160	20	160	24/8	650	1/Caja	SI
NST61-224-22.060	22	60	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-22.080	22	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-22.100	22	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-22.120	22	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-22.140	22	140	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-22.160	22	160	24/8	650	1/Caja	SI

COLOCACIÓN PRECISA

STENTS ESOFÁGICOS TOTAL Y PARCIALMENTE CUBIERTOS

Es esencial colocar el stent de manera precisa y mantener la posición durante todo el proceso de colocación. El Endoscopio Micro-Tech cuenta con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de stents esofágicos de alta calidad y asequibles.

El sistema de despliegue tiene una punta flexible y cónica para facilitar la colocación a través de estenosis estrechas, mientras que el catéter portador precargado y el mecanismo de mango deslizante proporcionan una colocación perfecta del stent en el sitio deseado.



PRINCIPALES VENTAJAS

MARCADORES RADIOPACOS

Aunque todo el stent es visible bajo fluoroscopia de rayos X, cada stent tiene varios marcadores radiopacos para ayudar a su colocación precisa.

FABRICADO CON UN SOLO ALAMBRE

Nuestros stents esofágico total y parcialmente cubiertos están trenzados con un único alambre de Nitinol, lo que reduce el riesgo de fractura en los puntos de conexión.

RESISTENCIA A LA MIGRACIÓN

Los extremos acampanados pueden reducir la migración dentro del lumen esofágico.

ESPECIFICACIONES

COPA DOBLE PARCIALMENTE CUBIERTA

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (cm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque	Reenfundable
NST01-222-18.080	18	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-18.100	18	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-18.120	18	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-18.150	18	150	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-20.080	20	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-20.100	20	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-20.120	20	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-20.150	20	150	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-22.080	22	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-22.100	22	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-22.120	22	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-22.150	22	150	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-24.080	24	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST01-222-24.100	24	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST01-222-24.120	24	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST01-222-24.150	24	150	24/8	650	1/Caja	SI

COPA DOBLE TOTALMENTE CUBIERTA

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (cm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque	Reenfundable
NST01-224-18.080	18	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-18.100	18	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-18.120	18	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-18.150	18	150	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-20.080	20	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-20.100	20	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-20.120	20	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-20.150	20	150	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-22.080	22	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-22.100	22	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-22.120	22	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-22.150	22	150	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-24.080	24	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST01-224-24.100	24	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST01-224-24.120	24	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST01-224-24.150	24	150	24/8	650	1/Caja	SI

ESPECIFICACIONES

ANTIRREFLUJO PARCIALMENTE CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (cm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque	Reenfundable
NST21-112-18.080	18	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-18.100	18	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-18.120	18	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-20.080	20	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-20.100	20	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-20.120	20	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-22.080	22	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-22.100	22	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-22.120	22	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-24.080	24	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-24.100	24	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-24.120	24	120	24/8	650	1/Caja	SI

ANTIRREFLUJO TOTALMENTE CUBIERTO


Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (cm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque	Reenfundable
NST21-114-18.080	18	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-18.100	18	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-18.120	18	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-20.080	20	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-20.100	20	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-20.120	20	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-22.080	22	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-22.100	22	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-22.120	22	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-24.080	24	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-24.100	24	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-24.120	24	120	24/8	650	1/Cajaa	SI



VERSATILIDAD CON STENTS DUODENALES

Los stents duodenales de Micro-Tech Endoscopy se adaptan perfectamente a la anatomía del duodeno gracias a sus extremos esféricos. Cuentan con:

- Versiones no cubiertas, parcialmente cubiertas y totalmente cubiertas disponibles para todas las indicaciones que se necesiten.
- Liberación bajo visión endoscópica, sistema a través del endoscopio.



PRINCIPALES VENTAJAS

VERSATILIDAD

Disponible en varios tamaños y modelos.

LIBERACIÓN SEGURA

Se puede controlar tanto por vía endoscópica como por vía fluoroscópica.

HILOS PARA EXTRACCIÓN

Para la extracción y el reposicionamiento.

ESPECIFICACIONES

DUODENAL NO CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST74-331-20.060	20	60	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-20.080	20	80	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-20.100	20	100	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-20.120	20	120	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-22.060	22	60	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-22.080	22	80	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-22.100	22	100	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-22.120	22	120	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-24.060	24	60	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-24.080	24	80	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-24.100	24	100	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-24.120	24	120	10/3,3	1800	NO	1/Caja

DUODENAL PARCIALMENTE CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST74-332-20.060	20	60	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-20.080	20	80	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-20.100	20	100	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-20.120	20	120	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-22.060	22	60	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-22.080	22	80	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-22.100	22	100	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-22.120	22	120	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-24.060	24	60	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-24.080	24	80	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-24.100	24	100	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-24.120	24	120	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja




ESPECIFICACIONES

DUODENAL TOTALMENTE CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST74-334-20.060	20	60	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-20.080	20	80	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-20.100	20	100	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-20.120	20	120	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-22.060	22	60	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-22.080	22	80	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-22.100	22	100	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-22.120	22	120	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-24.060	24	60	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-24.080	24	80	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-24.100	24	100	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-24.120	24	120	11/3,7	1800	NO	1/Caja

A TRAVÉS DEL ENDOSCOPIO STENTS COLÓNICOS

La estabilidad posicional es primordial con los stents colónicos. Los stents colónicos de Micro-Tech (a través del endoscopio) son conocidos por su capacidad de anclaje seguro en el interior del intestino y de adaptación óptima a la anatomía y al peristaltismo del colon. La transición desde el cuerpo principal del stent hasta sus extremos esféricos está al ras, lo que garantiza un contacto suave con la pared del colon.



PRINCIPALES VENTAJAS

EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL

Diseño anatómico.

TTS - A TRAVÉS DEL ENDOSCOPIO

Puede colocarse a través del endoscopio, bajo visión endoscópica.

HILOS PARA EXTRACCIÓN

Para la extracción y el reposicionamiento.

ESPECIFICACIONES

COLÓNICO NO CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST64-331-24.080	24	80	10/3,3	2300	NO	1/Caja
NST64-331-24.100	24	100	10/3,3	2300	NO	1/Caja
NST64-331-26.080	26	80	10/3,3	2300	NO	1/Caja
NST64-331-26.100	26	100	10/3,3	2300	NO	1/Caja

COLÓNICO PARCIALMENTE CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST64-332-24.080	24	80	10,5/3,5	2300	NO	1/Caja
NST64-332-24.100	24	100	10,5/3,5	2300	NO	1/Caja
NST64-332-26.080	26	80	10,5/3,5	2300	NO	1/Caja
NST64-332-26.100	26	100	10,5/3,5	2300	NO	1/Caja


COLÓNICO TOTALMENTE CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST64-334-24.080	24	80	11/3,7	2300	NO	1/Caja
NST64-334-24.100	24	100	11/3,7	2300	NO	1/Caja
NST64-334-26.080	26	80	11/3,7	2300	NO	1/Caja
NST64-334-26.100	26	100	11/3,7	2300	NO	1/Caja

EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL

STENTS BILIARES

La línea de stents biliares de Micro-Tech Endoscopy está disponible tanto para el sistema de alambre guía largo como para el de alambre guía corto, para satisfacer cualquier necesidad de los usuarios.



PRINCIPALES VENTAJAS

EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL

Diseño anatómico.

TTS - A TRAVÉS DEL ENDOSCOPIO

Puede colocarse a través del endoscopio, bajo visión endoscópica.

HILOS PARA EXTRACCIÓN

Para la extracción y el reposicionamiento.

ESPECIFICACIONES

SISTEMA DE ALAMBRE GUÍA LARGO

Stents biliares no cubiertos

Ref	Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST03-001-10.040	10	40	7,5/2,5	1800	SI	1/Caja
NST03-001-10.060	10	60	7,5/2,5	1800	SI	1/Caja
NST03-001-10.080	10	80	7,5/2,5	1800	SI	1/Caja
NST03-001-10.100	10	100	7,5/2,5	1800	SI	1/Caja

Stents biliares parcialmente cubiertos

Ref	Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST03-002-10.040	10	40	8,5/2,8	1800	SI	1/Caja
NST03-002-10.060	10	60	8,5/2,8	1800	SI	1/Caja
NST03-002-10.080	10	80	8,5/2,8	1800	SI	1/Caja


Stents biliares totalmente cubiertos

Ref	Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST03-004-10.040	10	40	8,5/2,8	1800	NO	1/Caja
NST03-004-10.060	10	60	8,5/2,8	1800	NO	1/Caja
NST03-004-10.080	10	80	8,5/2,8	1800	NO	1/Caja

SUJECCIÓN SEGURA PARA UN DRENAJE FIABLE

STENTS PARA PSEUDOQUISTES PANCRÉATICOS

El diseño del stent de pseudoquiste pancreático de Micro-Tech Endoscopy, con sus formas de paraguas distal y de tulipán proximal, podría reducir el riesgo de una eventual migración hacia el quiste. Su forma de paraguas es atraumática y, por lo tanto, podría evitar una necrosis por contacto con el bazo.



PRINCIPALES VENTAJAS

DISEÑO ANATÓMICO

El borde distal del paraguas se asienta perfectamente en la cavidad del quiste.

TTS - A TRAVÉS DEL ENDOSCOPIO

Su sistema de portador de 3,5 mm de diámetro permite una fácil colocación.


SISTEMA INTUITIVO

Fácil de colocar con apenas unos pocos pasos.

STENT PARA PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO CON SISTEMA DE LIBERACIÓN

Beneficios

- Nuevo puente entre el lumen gastrointestinal y el páncreas.
- Stent autoexpandible con extremos en forma de hongo y de paraguas, los cuales brindan mayor seguridad (el extremo de hongo evita que el stent caiga en el páncreas, mientras que el extremo de paraguas es útil para un fácil recuperación).
- Bloqueo especial para asegurar un proceso de liberación correcto.
- Totalmente recubierto para prevenir que se forme hiperplasia dentro del stent.
- Método de drenaje innovador, menos complicado y de mayor eficiencia.



Especificaciones

REF	Stent		Sistema de liberación		Empaquetado	Re-esterilizable
	Cuerpo O.D. (mm)	Longitud (mm)	Catéter O.D. (Fr/mm)	Longitud de trabajo (mm)		
Pancreatic Pseudocyst Stent						
NST33-544-10.015	10	15	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-10.020	10	20	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-10.025	10	25	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-10.030	10	30	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-12.015	12	15	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-12.020	12	20	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-12.025	12	25	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-12.030	12	30	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-14.015	14	15	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-14.020	14	20	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-14.025	14	25	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-14.030	14	30	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-16.015	16	15	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-16.020	16	20	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-16.025	16	25	10.5/3.5	1800	1/Caja	No
NST33-544-16.030	16	30	10.5/3.5	1800	1/Caja	No

TABLA DE UNIDADES DE CONVERSIÓN

French (F)	Pulgadas (in)	Milímetros (mm)
3F	0.039	1
4F	0.053	1.35
5F	0.066	1.67
6F	0.079	2
7F	0.092	2.3
8F	0.105	2.7
9F	0.118	3
10F	0.131	3.3
11F	0.144	3.7
12F	0.158	4
13F	0.17	4.3
14F	0.184	4.7
15F	0.197	5
16F	0.21	5.3
17F	0.223	5.7
18F	0.236	6
19F	0.249	6.3
20F	0.263	6.7
21F	0.268	7.3
24F	0.31	8
26F	0.341	8.7
28F	0.367	9.3
30F	0.393	10
32F	0.419	10.7
34F	0.445	11.3

